



AR&GE çalışması ile doğan 3 DISC

Tam potansiyelini verebilmek için şimdi pazarlama ve satışta kendini güçlendiriyor...

Size Özel Servis

KİŞİYE ÖZEL EĞİTİM

Ek sanal eğitimler dahil özelleştirilmiş ofis içi eğitim seçenekleri.

HARİCİ ÜCRET YOK

Tek seferlik, her şey dahil ödeme.
Ek lisans veya vaka ücreti yok.

TEDBİRLİ KONFIGÜRASYON

Heron™ IOS sistemi, gelişmiş bir kullanıcı deneyimi ve sürekli iyileştirme sağlamak için özel olarak yapılandırılmıştır.

HARİCİ
ÜCRET
YOK

ONLINE DESTEK

Telefonla veya e-postayla ulaşılabilen müşteri destek ekibimiz, bilgisayarınıza uzaktan bağlanarak sizlere daha verimli ve etkili bir destek deneyimi sağlamaktadır.

3DISC

3DISC, geleceğin dijital diş hekimliğine öncülük etmek için 2010 yılında tek bir misyona adanmış bir çok farklı disiplini olan bir Ar-Ge ekibi olarak sektöre giriş yaptı. 8 yıllık yoğun bir gelişimden sonra, 3DISC yenilikçi, tamamen dijital olan Heron IOS ağız içi tarayıcısını piyasaya sundu. 3DISC, bugün Genel Merkezi Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa'da bulunan özel sektöre ait çevik bir Amerikan üreticisi ve ağız içi tarayıcı çözümleri sunan küresel bir firmadır.

Çeşitli dijital uzmanlardan oluşan uluslararası ekibimiz, özellikle ağız içi tarayıcılar olmak üzere kapsamlı dijital çözümler aracılığıyla ilişkili klinik faydalar sunarak dijitalin ötesine geçmeye kendini adanmıştır. Diş klinikleri 3DISC'i seçtiklerinde, çalışma günlerini kolaylaştırmaya yardımcı olacak ve doktorları hastalarına en kaliteli tedaviyi sağlamaları için güçlendirecek çözümlerimizin sürekli yenileceğine olan taahhütümüze güvenebilirler.



365 Herndon Pkwy #18
Herndon, VA 20170
United States

3DISC Dental Connect
10/12 Rue de l'Amiral Hamelin
75116 Paris, France

tel: +1 703 430 6080
tel: +1 800 570 0363 (toll free)
sales@3disc.com

WWW.3DISC.COM

3DISC Taking Digital Beyond

Heron™ IOS

THE BEAUTY OF SIMPLICITY



3DISC Taking Digital Beyond

Heron™ IOS

İş gününüze güzellik ve basitlik sağlıyor

Heron™ IOS, bir tıp uzmanı olarak işinize basitlik getirecek 3 boyutlu bir dijital görüntüleme tasarımıdır. Her şey dahil bir fiyat karşılığında satın alacağınız Heron™ IOS, kutusundan çıkarılması ve kurulumu 10 dakikadan kısa süren anahtar teslim bir cihaz olarak sunulmaktadır. Heron™ IOS, kurulum için daha az zaman harcamanızı ve taramaya daha fazla zaman ayırmanızı sağlamak için önceden kalibre edilmiş bir tarayıcı, 3 otoklavlanabilir uç ve HeronClinic™ yazılımı içermektedir. HeronClinic™ yazılımı, tüm restoratif, ortodonti ve implant ihtiyaçlarınızı karşılamayı her zamankinden daha kolay hale getirmek için sezgisel, kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir.



ERGONOMİK OLARAK TASARLANMIŞ KOMPAKT 3D AĞIZİÇİ TARAYICI

Piyasadaki en ergonomik ve kullanımı kolay tarayıcılardan

biri olan Heron IOS, daha verimli tarama ve daha fazla hasta konforu sağlamak için kompakt ve modern tasarımıyla sadece 150 gram ağırlığındadır.

Heron™ IOS İş Akışı Çözümleri



Vaka Oluşturma
Siparişi yalnızca birkaç adımda oluşturun ve yönetin.



Tarama
Diş hekimi veya diş hekimi asistanı tarafından gerçekleştirilen hızlı ve sezgisel bir iş akışı.



Vaka Paylaşımı
HeronCloud, dijital ölçüleri seçtiğiniz laboratuvar ile paylaşmak için kullanımı kolay bir dosya paylaşım modülüdür.



Laboratuvar & CAD Entegrasyonu
Tüm açık dental CAD yazılımları ile uyumlu açık sistem.

360°
rotasyon

59
saniyede ful çene taraması

250
defa otoklavlanabilir uç

150g
en küçük ve en hafif