

## Owandy I-Max3D Panoramik+Tomografi Röntgen Cihazı Bilgisayar Özellikleri

- Windows 8 veya Windows 10 İşletim sistemi
- 4 Gb Ram (bellek)
- En az Xenon E3 işlemci
- Ekran kartı en az Quadro 600
- 500 Gb HDD
- 3 Ethernet girişı
- Ani elektrik kesintisi ve dalgalanmaları cihazın zarar görmemesi açısından önlemek için 3KVA kesintisiz güç Kaynağı (Online UPS)

**Not:** Çekilen görüntüler başka terminal bilgisayarlardan görölmek isteniyorsa networke dahil olan tüm bilgisayarlar (çekim bilgisayarı dahil) birbirini görmelidir. Bağlantı hızı açısından kablolu network ağı tavsiye edilir.