

Owandy I-Max Panoramik Röntgen Cihazı Bilgisayar Özellikleri

- Windows 8 veya Windows 10 İşletim sistemi
- 4 Gb Ram (bellek)
- En az Intel i3 işlemci
- Ekran kartı 1 Gb
- 500 Gb HDD
- 2 Ethernet girişı
- Ani elektrik kesintisi ve dalgalanmaları cihazın zarar görmemesi açısından önlemek için 3KVA kesintisiz güç Kaynağı (Online UPS)

Not: Çekilen görüntüler başka terminal bilgisayarlardan görülmek isteniyorsa networke dahil olan tüm bilgisayarlar (çekim bilgisayarı dahil) birbirini görmelidir. Bağlantı hızı açısından kablolu network ağı tavsiye edilir.